

Mietbedingungen

AmbuMan Airway Instrument

Freudenstadt, 01.09.2021

1. Der Mieter prüft den Mietgegenstand direkt nach Erhalt auf Funktion, Sauberkeit und Beschädigungen. Etwaige Mängel sind dem Vermieter vor dem ersten Einsatz per Telefon zu melden.
2. Der Mieter verpflichtet sich, vor dem ersten Einsatz die Bedienungsanleitung zu lesen.
3. Der Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass das Phantom sorgsam behandelt wird.
4. Der Mieter haftet für alle Beschädigungen am Reanimationsphantom, die nicht durch Abnutzung zu erklären und während seiner Mietzeit entstanden sind - auch durch das von ihm beauftragte Personal, Schulungsteilnehmer oder Dritte.
Beschädigungen sind dem Vermieter umgehend anzuzeigen.
5. Eine Untervermietung, Überlassung oder sonstige Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.
6. Der Mieter verpflichtet sich, das Reanimationsphantom nur zweckgerecht einzusetzen.
7. Verwendungszweck ist das Trainieren von Maßnahmen des Basic und Advanced Life Support.
8. Die Perforation der Brustwand, z.B. zum Trainieren der Entlastungspunktion oder Thoraxdrainage ist ausdrücklich untersagt, sowie das Schminken, Bemalen, o.ä.
9. Die Anlage einer mechanischen Reanimationshilfe erfolgt auf eigenes Risiko. Bei auftretenden Beschädigungen haftet der Mieter.
10. Nutzen Sie ausreichend Gleitmittel beim Einführen von Tuben.
11. Kleberückstände: Nutzen Sie ausschließlich Übungs-Defibrillationselektroden und weißes Pflaster (z.B. Leukosilk)
12. Die mitgelieferte Kleidung darf nicht zerrissen oder zerschnitten werden.
13. Nutzen Sie den Mietgegenstand nur mit ausgefahrener Instrumentenanzeige. Die Anzeige kann sonst beschädigt werden.
14. Wird das Reanimationsphantom getragen, muss eine Cervicalstütze um den Hals angelegt sein, um den Atemweg zu schonen. Tragen Sie das Phantom nicht am Hals oder Kopf, sondern an Brust oder Bauch. Dies schützt vor Beschädigungen im Atemweg.
15. Die intraossäre Punktion erfolgt bei entsprechender Buchung an der rechten proximalen Tibia.
16. Reinigen Sie die Puppe nach jedem Tag nebelfeucht mit einer milden Seifenlösung (z.B. Spülwasser).

Kurzunterweisung und Bedienungsanleitung:
<https://my.hidrive.com/share/1uyj8x8.if>

